

BioSystems Korea Letter

일 시: 2020 년 09 월 09 일

수 신: 병(의)원의 진단검사의학과 실장님

발 신: (주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부

제 목: Protein Total (Code. 21500)의 단일시약에서 이중시약으로 변경에 따른 제품 안내

- 항상 저희 바이오시스템즈의 제품을 사용해주시는 각 병(의)원 실장님들께 감사의 말씀을 드립니다.
- 자사 Protein Total 의 BAx00 시약 (Code. 21500)의 단일 시약에서 이중 시약으로의 제품 변경 및 성능의 향상으로 아래와 같이 알려 드리오니, 임상 검사에 참고 하시기 바랍니다.

| | 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|----------------|-----------------------------|---------|---------------|
| BA200 BA400 | Code | 21500 | 21513 |
| | 구성 | 10x60mL | 2x60mL+2x20mL |
| | 최소검출한계 (Detection Limit) | 1.4 g/L | 0.800 g/L |
| | 최대검출한계 (Linearity Limit) | 120 g/L | 150 g/L |

- 변경되는 Protein Total 의 BAx00 시약 (Code. 21513) Box 외관 '주의' 안내 스티커가 부착되어 출고되오니, 내용을 하기와 같이 확인 하시어 고객지원부 (031-790-1942, 1956)으로 연락을 부탁 드립니다.



- 본 안내 내용과 관련하여 추가 궁금하신 사항은 고객지원부(031-790-1942, 1956)으로 연락 부탁 드립니다.

(주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부

